

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99322_N



08/04/2025 21:55:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guirand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99322_N

Boitier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livre avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173016	Code douanier	90189020
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.34
Unite nue / Poids (kg)	0.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

08/04/2025 21:55:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr