

OMRON

FRAFILO
BRUNO CASTELLS S.L.REF OMR293 (turquoise) / REF OMR189 (bleu)
HBF-511T-E / HBF-511B-E

BF511

Impédancemètre
pour un usage à domicile

8 CAPTEURS

Utilisation de 8 capteurs sur les deux mains et pieds
pour mesurer le corps entier

- ✓ Validé cliniquement⁽²⁷⁾
- ✓ Méthode bio-impédance : 2 mains, 2 pieds
(4 points - 8 capteurs)
- ✓ Pour toute la famille : de 6 à 80 ans
- ✓ Grand écran pour faciliter la lecture des résultats
- ✓ Garde en mémoire la dernière mesure
- ✓ 4 utilisateurs + 1 invité

Type de mesures	- Poids : 0 à 150 kg (par palier de 100 g) - Pourcentage graisse corporelle : 5 à 60%, par palier de 0,1% - Pourcentage muscle squelettique : 5 à 50%, par palier de 0,1% - Niveau de graisse viscérale : jusqu'à 30 niveaux - Indice de masse corporelle (IMC) : 7 à 90, par palier de 0,1 - Métabolisme au repos : 385 à 3999 kcal, par palier de 1 kcal
Profil utilisateur	6 à 80 ans - 1 à 1,995 m - jusqu'à 150 kg
Couleur	Turquoise - Bleu foncé
Alimentation	4 piles AA (1an environ)
Livré avec	Appareil, piles, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	Acier inoxydable, plastique
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	3 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton [4 ex.]		
HBF-511T-E	40 15672 10406 8	303 x 55 x 327 mm	323 x 80 x 379 mm	402 x 345 x 343 mm	-20°C à +60°C	10 à 95%
HBF-511B-E	40 15672 10405 1	2,2 kg	2,9 kg	142,6 kg		