


STETHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 506011



13/06/2025 22:36:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 506011

Avec son pavillon lourd usiné avec soin, le nouveau Cardio Prestige II est le stéthoscope le plus performant de notre gamme

Description

Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE, le stéthoscope CARDIOPRESTIGE II est la quintessence du savoir faire SPENGLER. Avec son pavillon lourd, en acier inoxydable à l'usinage extrêmement soigné, et sa tubulure "oversize", il offre un niveau de performance remarquable!

UNE ACOUSTIQUE D'EXCEPTION

- Lyres large diamètre
- Membrane flottante multi fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)

CONFORT

- Bague antitroid
- Embouts auriculaires en nano silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

POLYVALENCE

- Pavillon adulte et pédiatrique

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446034399	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	84		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.601
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

13/06/2025 22:36:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.