


STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507200



09/01/2025 23:06:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507200

Le stethoscope polyvalent de Spengler

Description

Stethoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main ideale et ses performances le destinent a l'auscultation generale et specialisee.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
 - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alize, Orange, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon, Marine, Noir

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009069	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite emballee / Poids (kg)	0.398
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

09/01/2025 23:06:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr