

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PEDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507210



30/07/2025 02:18:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PEDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507210

Le stethoscope polyvalent de Spengler

Description

Pour l'auscultation pediatrique.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
 - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Noir ou Bleu Azur

Azur : Ref 507214

Noir : Ref 507210

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009120	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite emballee / Poids (kg)	0.375
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	NA	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

30/07/2025 02:18:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.