

## P1462

*Pliage pour Fukuda FX8200/FX7202/EDAN SE601 110x140mmx143plis*

---

### 1.DIMENSIONS ET TOLERANCES

#### 1.1 PLIAGES EN Z

Impression et couleur de la grille : rouge

Hauteur (mm) (+ 0 / - 0,50 mm) : 110

Longueur (mm) (+ 0 / - 0,20 mm) : 140

Nombre de feuilles (+ 0 - 3 %) : 140

Signal de fin de paquet : 1,4

### 2 MARQUE NOIRE ET TROU

Dimensions, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 8x11

Position tenant compte de la marge (mm) : 0

Position tenant compte de la longueur, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 15

Distance entre les marques noires, trous, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 140

Intensité de la couleur noire : 1,2-1,40

### 3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER

Type de papier : Papier thermique avec couche thermique noire

Grammage ( $\text{g/m}^2$ ) ( $\pm 4$ ) : 55

Épaisseur du papier (micron) ( $\pm 5$ ) : 60

Le modèle est fabriqué conformément à des normes de qualité élevées. Il est équivalent à la version originale. Dispositif de classe I selon la règle 1, chapitre III, annexe VIII, du règlement MDR 2017/745. Du papier thermique de haute qualité est utilisé, ce qui garantit la stabilité de l'image et des dimensions pendant longtemps.



## P1462

*Pliage pour Fukuda FX8200/FX7202/EDAN SE601 110x140mmx143plis*

---

