

## P457

*Pliage pour Cardioline Delta 3/Delta 3+ 112x100mmx300plis*

---

### 1. DIMENSIONS ET TOLERANCES

#### 1.1 Z-FOLDS

Impression et couleur de la grille : rouge

Hauteur (mm) (+ 0 / - 0,50 mm) : 112

Longueur (mm) (+ 0 / - 0,20 mm) : 100

Nombre de feuilles (+ 0 - 3 %) : 300

Signal de fin de paquet : 1,5

### 2. MARQUE NOIRE ET TROU

Dimensions, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 6x6

Position compte tenu de la marge (mm) : 10,5

Position en tenant compte de la longueur, mm ( $\pm 0,5$  mm) : sur perforation

Distance entre les marques noires, trous, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 100

Intensité de la couleur noire : 1,2 - 1,40

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER

Grammage ( $\text{g/m}^2$ ) ( $\pm 4$ ) : 55

Épaisseur du papier (micron) ( $\pm 5$ ) : 60

Le modèle est fabriqué conformément à des normes de qualité élevées. Il est équivalent à la version originale. Dispositif de classe I selon la règle 1, chapitre III, annexe VIII, du règlement MDR 2017/745. Du papier thermique de haute qualité est utilisé, ce qui garantit la stabilité de l'image et des dimensions pendant longtemps.




## P457

*Pliage pour Cardioline Delta 3/Delta 3+ 112x100mmx300plis*

→ 100 mm

↓



112 mm

