

OMRON**FRAFITO**
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUESREF OMR227 / OMR226
MC-521-E / MC-520-E

GT-521 / GT-520

Thermomètres infrarouges auriculaires



OMR227 (GT-521)

OMR226 (GT-520)

Fourni avec 21 couvre-sondes
(valable pour les 2 modèles)

- ✓ Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable⁽²⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾
- ✓ Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet (GT-521 exclusivement)
- ✓ Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- ✓ Icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- ✓ Design ergonomique, grand écran
- ✓ Écran rétroéclairé (GT-521 exclusivement)
- ✓ Signal de fin de mesure
- ✓ Mode silencieux
- ✓ Extinction automatique après 1 minute d'inutilisation
- ✓ Mémoire : 25 mesures [GT-521] - 9 mesures [GT-520]

Technologie	Infrarouge avec sonde
Type de mesure	Auriculaire
Degrés	Celsius ou Fahrenheit
Alimentation	Pile Lithium CR2032 (2 500 mesures environ)
Livré avec	Appareil, 21 couvre-sondes, bague de fixation du couvre- sonde, couvercle de protection de la sonde, pile, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	ABS, polycarbonate, polypropylène, POM, silicone
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 0 à 85 %
Garantie	Thermomètre 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (40 ex.)		
MC-521-E	40 15672 10780 9	36 x 161 x 56 mm	115 x 197 x 59,5 mm	497 x 340 x 420 mm	-20°C à +50°C	0 à 85 %
MC-520-E	40 15672 10779 3	85 g (avec pile)	343 g	15 kg		

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
EDA037	-	Couvre-sondes (200 pièces)
OMR229	MC-EP2	Couvre-sondes (40 pièces)