

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507430



CE



14/06/2025 00:06:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507430

Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stethoscope DUAL PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement), Gris Alize(jusqu'a epuisement)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026530	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1

14/06/2025 00:06:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr