

## MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. WEL347

HILLROM WELCH ALLYN SPOT 4400 PNI + SPO2 + TEMP



# MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. WEL347

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIA

H

8h

🔋

📄

👤



DIAGNOSTICS

## HILLROM WELCH ALLYN SPOT 4400 PNI + SPO2 + TEMP

L'appareil Spot Vital Signs 4400 de Welch Allyn vous offre une solution simple, tout-en-un, à écran tactile, pour mesurer les signes vitaux du patient.

Vous pouvez désormais capturer rapidement un ensemble complet de signes vitaux - y compris la température, la pression artérielle, le pouls et la SpO2 - directement depuis l'écran d'accueil.

Conçu pour les environnements de soins intensifs, la batterie lithium-ion fiable dure jusqu'à 8 heures sur une seule charge, et diverses options de montage permettent de l'intégrer facilement dans votre flux de travail existant.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Écran LCD couleur tactile 7 pouces
- ◆ Possède une mémoire de 50 relevés
- ◆ 8 heures d'autonomie
- ◆ Technologies SureBP® et SureTemp®
- ◆ Affiche les résultats de la température en 15 secondes avec la technologie SureBP®
- ◆ Jusqu'à 5 configurations personnalisables
- ◆ Mesure la SpO2, NIBP et Température
- ◆ Calcule la pression artérielle moyenne, ce qui vous permet de prendre des lectures multiples et d'obtenir la moyenne pour une meilleure détection de l'hypertension
- ◆ Écran LCD couleur tactile 7 pouces
- ◆ Connectivité USB
- ◆ Transmet par câble USB les signes vitaux du patient à votre dossier médical électronique
- ◆ Degré de protection contre les infiltrations d'eau : IPX2, protégé contre les gouttes d'eau tombant à la verticale lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°
- ◆ Classification conformément à la directive CEE 93/ 42 : II a
- ◆ Conformité aux normes :

-CEI 62304	-EN 62311	-ISO 81060-2	-ISO 7000
-CEI 60601-1	-EN 62321-1	-ISO 80601-2-30	-ISO 15223-1
-CEI 60601-2	-EN 62133-2	-ISO 80601-2-56	-ISO 14971
-CEI 62366-1	-EN 50419	-ISO 80601-2-61	-ISO 13485
-CEI 60601-1-6	-EN 15986		-ISO 10993-1
-EN 50581	-EN 1041+A1:2013		

### ACCESSOIRES

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>WEL008</b> BRASSARD FLEXIPOINT 25-34 cm | <b>WEL049</b> BRASSARD FLEXIPOINT 15-21 cm | <b>WEL081</b> COUVRE SONDE SureTemp® x1000   |
| <b>WEL009</b> BRASSARD FLEXIPOINT 32-43 cm | <b>WEL050</b> BRASSARD FLEXIPOINT 12-16 cm | <b>WEL277</b> CAPTEUR SpO2 ADULTE NONIN      |
| <b>WEL010</b> BRASSARD FLEXIPOINT 40-55 cm | <b>WEL051</b> BRASSARD FLEXIPOINT 9-13 cm  | <b>WEL278</b> CAPTEUR SpO2 PEDIATRIQUE NONIN |
| <b>WEL048</b> BRASSARD FLEXIPOINT 20-26cm  | <b>WEL052</b> BRASSARD FLEXIPOINT 7-10 cm  | <b>WEL348</b> PIED A ROULETTE POUR SPOT 4400 |
|  |  | <b>WEL349</b> SUPPORT BUREAU POUR SPOT 4400  |

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| ◆ Plages de mesure : 26.7° à 43.3° C | ◆ Humidité condensation : 15 à 90 % sans condensation | ◆ Alimentation : Secteur, batterie lithium-ion |
| ◆ Dimensions : 257x236x124 mm        | ◆ Pression : 701 à 1050 hPa                           | ◆ Certifications : 93/42/EEC                   |
| ◆ Poids : 1.7 kg                     | ◆ Protection eau et poussière : IPX2                  | ◆ Organisme notifié : CE0297                   |
| ◆ Température : de 10° à 40° C       |   | ◆ Code EAN : N/A                               |

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

655, chemin du Roguez  
Parc d'activité Roguez Village - Bat E  
06670 Castagniers

www.fracito.net