

## ULTRASONS

Réf. BLA038

### BLADDER SCANNER VITASCAN C-VUE AVEC PIED À ROULETTES



**VITACON.**

Garantie 2 ans  
2  
Garantie 2 ans



# BLADDER SCANNER VITASCAN C-VUE AVEC PIED À ROULETTES

Le **bladder scanner Vitascan cVue avec pied à roulettes** a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la santé en **milieu hospitalier**. Sa conception robuste est attestée par des tests de chute sur sa sonde (IPX7) conformes à la norme IEC 60601-1.

Son interface intuitive simplifie sa prise en main, tandis que la **technologie avancée de détection de la vessie BladderVue™** garantit des mesures précises du volume et des contours de la vessie. Un réglage manuel est également disponible pour ajuster les paramètres de numérisation et corriger toute inexactitude potentielle.

Le pied à roulettes du cVue dispose d'un **grand panier à l'avant** permettant de ranger les fournitures nécessaires à l'examen, et de 5 roues à glissement silencieux pour faciliter la discrétion en milieu hospitalier.

Son grand écran tactile lumineux de 10 pouces (1280 x 800 pixels) permet une lecture aisée des mesures, compatible même avec des gants en latex pour maintenir des normes d'hygiène strictes. Enfin, il est pourvu d'un tutoriel intégré, d'un programme de test de la sonde et d'une **connectivité Wi-Fi sécurisée** permettant une connexion fluide aux systèmes hospitaliers pour des transferts de données rapides.

## CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité de mesure : 0-1000 ml
- ◆ Sonde 3,5 Mhz
- ◆ Grand écran tactile de 10 pouces : 1200 x 800 pixels
- ◆ Angle de balayage : 130°
- ◆ Méthode de scanage : par secteur, 180°
- ◆ Détection de la vessie sans distinction de sexe permettant d'éliminer les interférences de la prostate, de l'utérus et de l'os pubien.
- ◆ Connectivité Wi-Fi sécurisée
- ◆ Pied à roulettes avec grand panier et 5 roues silencieuses
- ◆ Transfert automatique via WIFI
- ◆ Mise à jour logicielle via USB
- ◆ Options : lecteur de code-barre et imprimante thermique
- ◆ Livré avec : pied à roulettes, sonde Vitascan v.2 et câble d'alimentation C13

## DONNÉES TECHNIQUES

- |                                              |                                    |                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 0-1000 ml               | ◆ Température (fonct.) : 10 - 40°C | et poussière : IPX7             |
| ◆ Dimensions sans pied (cm) : 26,3x22,7x12,5 | ◆ Humidité : 15% - 85%             | ◆ Alimentation : Batterie       |
| ◆ Poids (sans pied) : 2,15 kg                | ◆ Pression : 700 - 1060 hPa        | ◆ Certifications : CE 93/42/EEC |
|                                              | ◆ Protection eau                   | ◆ Organisme notifié : CE 0470   |

## MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Dénomination :** Bladder scanner Vitascan cVue

**Destination :** Dispositif permettant le scan vésical par ultrasons

**Fabricant :** Vitacon

**Instructions :** lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

**Consignes de prudence :** en cas de doute, consulter un professionnel de santé

**Classe :** IIa

**Date de mise à jour de cette fiche :** 15/05/2024

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

**T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83**

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France