



SAC2



CE

Description

La SAC2 est une crème adhésive à utiliser avec les électrodes de surface EEG. Elle fournit résistance, cohésion et adhésivité pendant l'utilisation même pour des examens à long terme. La SAC2 peut être facilement et rapidement éliminée avec de l'eau.

- Crème à séchage rapide
- Sans atteinte sur les électrodes
- Soluble à l'eau
- Sans résidu
- Sans odeur
- Usage Externe uniquement

UMDNS 11425

Composition

Propriétés Physiques et Chimiques

Spécifications

Environnement

Ingrédients	Eau, Talc, Celite, Glycérol, CarboxyMéthylCellulose, Chlorure de Sodium, Chlorure de Potassium, Phénoxyéthanol, Éthylhexylglycérine
Tube	Aluminium
pH	8.2 ± 0.1
Référence	SACX-XX
Packaging	10 tubes de 100g
RoHS II	✓
REACH	✓