

SYSTÈME DE BIOFEEDBACK ET DE STIMULATION

Réf. EDA417

Système de Biofeedback et stimulation EDAN Q12



Système de Biofeedback et stimulation Edan Q12

Le **Edan Q12** est un dispositif de biofeedback et de stimulation musculaire complet offrant une solution complète pour la rééducation musculaire, le traitement de l'incontinence urinaire, et la rééducation post-partum. **Portable et léger**, il intègre une technologie avancée de collecte et d'analyse précise de l'électromyographie de surface, avec deux canaux de stimulation électrique et de biofeedback EMG. **Facile à utiliser** via une application iOS/Android, le contrôle vocal simplifie la personnalisation des plans d'entraînement.

L'algorithme du Q12 améliore la précision de l'évaluation, éliminant les interférences liées à l'âge. Les deux canaux EMG/STIM assurent une **surveillance précise** des muscles abdominaux. Le Q12 propose des programmes préétablis pour l'incontinence urinaire d'effort, la rééducation post-partum, et 14 programmes préétablis pour le soulagement de la douleur sur diverses parties du corps. La sécurité est garantie avec un réglage manuel du courant, une détection intelligente de la chute d'électrode, et la technologie SuperSTIM pour une stimulation stable. Étanche (IP22) et doté de Bluetooth 5.2 pour une connexion stable, le Edan Q12 offre une solution pratique et efficace pour divers besoins thérapeutiques chez les jeunes adultes. Fonctionne avec applicaton Edan disponible pour Android et IOS.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Système de biofeedback et de stimulation musculaire
- ◆ Traitement des dysfonctionnements musculaires
- ◆ Favorise la circulation sanguine
- ◆ Analgésie et stimulation électrique EMG
- ◆ Portable et léger (<220g)
- ◆ Deux canaux de stimulation électrique et de biofeedback EMG
- ◆ Application intuitive avec commande vocale
- ◆ Bluetooth 5.2 pour une connexion stable
- ◆ Algorithme unique améliorant la précision de l'évaluation
- ◆ Rééducation post-partum et traitement de l'incontinence urinaire

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 1uV ~3000uV | ◆ Humidité : 15%-95% | ◆ Certifications : 93/42/eec |
| ◆ Dimensions : 12,7x6,6x2,5 cm | ◆ Pression : 86kPa~106kPa | ◆ Organisme notifié : CE 0123 |
| ◆ Poids : < 220g | ◆ Autonomie : > 2 heures | ◆ Protection : IP22 |
| ◆ Température : 0°-40°C | ◆ Alimentation : Batterie Lithium | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Système de biofeedback et de stimulation Edan Q12

Destination : Evaluation des performances musculaires, aide la rééducation et la réadaptation.

Fabricant : Edan

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 21/12/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France