

DOPPLERS

Réf. EDA219

SD1



EDAN

Garantie 3 ans
2
Garantie 3 ans



SD1



Notre dernière innovation, le SD1, doppler de poche tout-en-un, fait partie de la gamme des dopplers à ultrasons EDAN. En comparaison avec les techniques conventionnelles qui utilisent les ondes pulsées, le SD1 franchi la barrière technique des angles de sonde ainsi que la profondeur du coeur foetal. L'utilisateur peut localiser les battements du coeur foetal plus rapidement et plus facilement. Le niveau de rayonnement extrêmement faible rend son utilisation plus sûre et plus confortable. Le SD1 peut être utilisé aussi bien dans un environnement professionnel que domestique, ce qui lui confère une utilisation universelle.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Design tout-en-un
- ◆ Haut-parleur intégré
- ◆ Affichage digital du RCF
- ◆ Ecran tactile
- ◆ Bluetooth intégré
- ◆ Volume ajustable
- ◆ Suivi du développement de bébé possible via l'application Android ou IOS
- ◆ Sonde intégrée de 3 MHz
- ◆ Piles AA pour une utilisation simplifiée
- ◆ Mise hors tension automatique
- ◆ Technologie par ondes pulsées

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------|------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles AA |
| ◆ Dimensions | : N/A | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : N/A | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : N/A |



DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France