

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA341

EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE
AVEC SOCLE / SPO2 + NIBP + TEMP



EDAN

Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans
2

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA341

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE AVEC SOCLE / SPO2 + NIBP + TEMP

Le moniteur de signes vitaux de poche iM3s est un appareil portable au design moderne, léger et compact. Malgré sa petite taille, il intègre toutes les mesures vitales nécessaires, y compris la SpO2, la NIBP et la TEMP pour des mesures SPOT. Très résistant, le iM3s de chez EDAN est également étanche à l'eau et à la poussière. Son socle vous permettra de recharger votre moniteur où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Écran couleur tactile 5 pouces
- ◆ Haute définition 720x1280
- ◆ 8 heures d'autonomie
- ◆ 4 heures de temps de charge
- ◆ Permet de mesurer la pression artérielle et la SPO2
- ◆ Permet également de prendre la température grâce au module F3000 Quick TEMP
- ◆ Gestion simple des données patients
- ◆ Grande capacité de stockage des données sur mémoire interne
- ◆ Résiste jusqu'à 1 mètre de chute
- ◆ Socle avec batterie lithium-ion rechargeable
- ◆ Prise de température par voie orale/axillaire/rectale
- ◆ Connectivité : 2 ports USB et port RJ45 (Ethernet)
- ◆ Un design portable à la mode, offrant une extraordinaire portabilité lors des contrôles ponctuels
- ◆ Degré de protection contre les infiltrations d'eau :
IP44 : Protège des corps solides supérieurs à 1 mm et des projections d'eau
IPX1 : Protection contre la chute de gouttes d'eau, l'appareil étant dans sa position normale
- ◆ Conformité aux normes :
-CEI 60601-1: 2005+A1: 2012 -EN ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018
-CEI 60601-1-2: 2014 -EN ISO 80601-2-61: 2017
-EN 60601-1: 2006+A1: 2013
-EN 60601-1-2: 2015
-EN 80601-2-30: 2010+A1: 2015

ACCESSOIRES

- | | | |
|--|---|--|
| EDA349 COQUE EN SILICONE POUR iM3s | EDA062 BRASSARD NEONATAL (6-11 cm) | EDA009 CAPTEUR SPO2 NEONATAL (NECESSITE EDA339) |
| EDA015 BRASSARD LARGE (34-43 cm) | EDA085 BRASSARD ENFANT (20.5-28 cm) | EDA167 CAPTEUR SPO2 OREILLE (NECESSITE EDA339) |
| EDA016 BRASSARD ENFANT (16-21.5 cm) | EDA224 BRASSARD XL (42-54 cm) | EDA094 CAPTEUR SPO2 ENFANT (NECESSITE EDA339) |
| EDA017 BRASSARD NOURRISSON (10-15 cm) | EDA338 CAPTEUR SPO2 ADULTE POUR iM3s | EDA354 TUBE NIBP POUR iM3S |
| EDA021 BRASSARD ADULTE (27-35 cm) | EDA339 CABLE ADAPTATEUR SPO2 POUR iM3s | |
| | EDA347 COUVRES SONDÉ x 500 | |

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 30° à 43° C | ◆ Humidité condensation : 15 à 95 % sans condensation | ◆ Alimentation : Batterie Lithium-ion |
| ◆ Dimensions : 165x113x164 mm | ◆ Pression : 860 à 1060 hPa | ◆ Certifications : 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 900 g | ◆ Protection eau et poussière : IP44, IPX1 | ◆ Organisme notifié : CE0123 |
| ◆ Température : de 0° à 40° C | | ◆ Code EAN : /N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655, chemin du Roguez
Parc d'activité Roguez Village - Bat E
06670 Castagniers

www.fracito.net