

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA337

EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE
AVEC SOCLE / SPO2 ET NIBP



EDAN

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA337

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIB

H

8h

8h

8h

8h

8h

8h



DIAGNOSTICS

EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE AVEC SOCLE / SPO2 ET NIBP

Le moniteur de signes vitaux de poche iM3s est un appareil portable au design moderne, léger et compact. Malgré sa petite taille, il intègre toutes les mesures vitales nécessaires, y compris la SpO2 et la NIBP pour des mesures SPOT. Très résistant, le iM3s de chez EDAN est également étanche à l'eau et à la poussière. Son socle vous permettra de recharger votre moniteur où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Écran couleur tactile 5 pouces
- ◆ Haute définition 720x1280
- ◆ 8 heures d'autonomie
- ◆ 4 heures de temps de charge
- ◆ Permet de mesurer la pression artérielle et la SPO2
- ◆ Gestion simple des données patients
- ◆ Grande capacité de stockage des données sur mémoire interne
- ◆ Résiste jusqu'à 1 mètre de chute
- ◆ Socle avec batterie lithium-ion rechargeable
- ◆ Un design portable à la mode, offrant une extraordinaire portabilité lors des contrôles ponctuels
- ◆ Degré de protection contre les infiltrations d'eau :
IP44 : Protège des corps solides supérieurs à 1 mm et des projections d'eau
IPX1 : Protection contre la chute de gouttes d'eau, l'appareil étant dans sa position normale
- ◆ Conformité aux normes :
-CEI 60601-1: 2005+A1: 2012 -EN ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018
-CEI 60601-1-2: 2014 -EN ISO 80601-2-61: 2017
-EN 60601-1: 2006+A1: 2013
-EN 60601-1-2: 2015
-EN 80601-2-30: 2010+A1: 2015

ACCESSOIRES

- | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EDA349 COQUE EN SILICONE POUR iM3s | EDA062 BRASSARD NEONATAL (6-11 cm) | EDA009 CAPTEUR SPO2 NEONATAL (NECESSITE EDA339) |
| EDA015 BRASSARD LARGE (34-43 cm) | EDA085 BRASSARD ENFANT (20.5-28 cm) | EDA167 CAPTEUR SPO2 OREILLE (NECESSITE EDA339) |
| EDA016 BRASSARD ENFANT (16-21.5 cm) | EDA224 BRASSARD XL (42-54 cm) | EDA094 CAPTEUR SPO2 ENFANT (NECESSITE EDA339) |
| EDA017 BRASSARD NOURRISSON (10-15 cm) | EDA338 CAPTEUR SPO2 ADULTE POUR iM3s | EDA354 TUBE NIBP POUR iM3S |
| EDA021 BRASSARD ADULTE (27-35 cm) | EDA339 CABLE ADAPTATEUR SPO2 POUR iM3s | |

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : N/A | ◆ Humidité condensation : 15 à 95 % sans condensation | ◆ Alimentation : Batterie Lithium-ion |
| ◆ Dimensions : 165x113x164 mm | ◆ Pression : 860 à 1060 hPa | ◆ Certifications : 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 900 g | ◆ Protection eau et poussière : IP44, IPX1 | ◆ Organisme notifié : CE0123 |
| ◆ Température : de 0° à 40° C | | ◆ Code EAN : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655, chemin du Roguez
Parc d'activité Roguez Village - Bat E
06670 Castagniers

www.fracito.net