

IMPÉDANCEMÈTRE

Réf. OMR210

IMPÉDANCEMÈTRE OMRON BF212



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



Impédancemètre Omron BF 212

Disposant d'une validation clinique, l'impédancemètre Omron BF212 permet de contrôler l'IMC, le poids et la masse grasseuse. Le BF 212 permet d'enregistrer jusqu'à 4 profils utilisateurs et sa mise hors tension automatique permet d'augmenter la durée de vie des piles.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Validé cliniquement
- ◆ Garantie 3 ans
- ◆ Méthode bio-impédance : 2 pieds (2 points - 2 capteurs)
- ◆ Fonctionne avec 4 piles AAA
- ◆ Technologie marche arrêt par capteur
- ◆ Design compact
- ◆ 4 utilisateurs + 1 invité

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : 30 - 85 % | ◆ Alimentation | : 4 piles AAA |
| ◆ Dimensions | : 285x28x210 | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 1,3kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : + 10 - +40°C | | | | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Impédancemètre Omron BF 212

Destination : Mesure de données approfondies sur la composition corporelle.


Fabricant : Omron

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Mise à jour de la fiche : 16/01/2023



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655 ch. du Roguez
Parc d'activité Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers