

## MALLETTES

Réf. STA004

## SAC URGENTISTE STATPACKS G3 PERFUSION ROUGE



Garantie 10 ans  
10 ans  
Garantie 10 ans



## Sac urgentiste StatPacks G3 Perfusion rouge

Le sac urgentiste **StatPacks G3 Perfusion rouge** est un équipement polyvalent et robuste conçu pour répondre aux besoins des professionnels des services médicaux d'urgence. Ce sac hybride offre une flexibilité exceptionnelle dans son utilisation, pouvant être porté comme un sac à dos, en bandoulière ou transporté à la main grâce à ses quatre poignées stratégiquement placées.

La G3 Perfusion se distingue par sa conception qui optimise l'organisation et l'accessibilité du matériel médical. Elle comprend deux compartiments principaux et trois poches externes, permettant un rangement optimal des équipements de support vital de base (BLS) et avancé (ALS). Le compartiment principal inférieur est doté de **séparateurs amovibles et personnalisables**, offrant une adaptabilité parfaite aux besoins spécifiques de chaque intervenant. Le compartiment supérieur, plus petit, intègre plusieurs poches en maille pour un accès rapide aux fournitures supplémentaires.

Un des atouts majeurs de ce sac est **sa modularité**. Une cloison amovible entre les deux compartiments principaux peut être retirée pour créer un grand espace unique si nécessaire. Les fermetures éclair sur toute la longueur des compartiments supérieur et latéraux permettent une ouverture complète, facilitant le rangement et l'organisation du matériel.

La G3 Perfusion bénéficie des dernières innovations technologiques de StatPacks. Le **tissu haute performance** utilisé offre une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau, tout en assurant une meilleure visibilité grâce à sa finition brillante. Les compartiments transparents «Mono-Mesh» facilitent le nettoyage et l'identification rapide du matériel. Le fond renforcé «Stand-Strong» permet au sac de rester stable sur toute surface, même dans des situations stressantes.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité de 40 litres, dimensions : 20,3 x 43,2 x 58,4 cm
- ◆ Poids : 2,67 kg
- ◆ Design hybride permettant un port en sac à dos, en bandoulière ou à la main
- ◆ Deux compartiments principaux avec séparateurs personnalisables
- ◆ Trois poches externes pour un accès rapide au matériel
- ◆ Compartiments transparents «Mono-Mesh» pour une meilleure visibilité du contenu
- ◆ Fond renforcé «Stand-Strong» pour une stabilité accrue
- ◆ Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité nocturne
- ◆ Doublure en mousse pour protéger le matériel médical
- ◆ Bandes velcro internes pour sécuriser les modules et équipements

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                  |                               |     |                     |     |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-----|---------------------|-----|
| ◆ Plages de mesure | : /              | ◆ Humidité                    | : / | ◆ Alimentation      | : / |
| ◆ Dimensions       | : 20,3x43,2x58,4 | ◆ Pression                    | : / | ◆ Certifications    | : / |
| ◆ Poids            | : 2,67 kg        | ◆ Protection eau et poussière | : / | ◆ Organisme notifié | : / |
| ◆ Température      | : /              |                               |     |                     |     |

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

**T. (+33)4 93 72 53 54 / F. (+33)4 93 21 03 83**  
 infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez  
 Roguez Village  
 06670 Castagniers France