

MALLETTES

Réf. STA003

SAC URGENTISTE STATPACKS G3 MEDSLINGER ROUGE



STATPACKS

• Garantie •
10 ans
• Garantie •
10 ans



Sac urgentiste StatPacks G3 Medslinger rouge

Le **sac urgentiste StatPacks G3 Medslinger rouge** est une solution innovante et polyvalente pour les professionnels de santé en déplacement. Conçu comme un sac à bandoulière ergonomique, il offre un excellent compromis entre praticité et capacité de stockage.

Ce sac médical compact se distingue par sa conception ingénieuse qui permet un **accès rapide au matériel sans avoir à le retirer complètement**. Il suffit de le faire pivoter devant soi pour accéder instantanément à son contenu, un atout précieux dans les situations d'urgence où chaque seconde compte.

Avec une capacité de 23 litres, le G3 Medslinger offre un espace de rangement surprenant pour sa taille. Il est organisé en deux compartiments principaux, chacun doté de poches transparentes et en maille pour une visibilité optimale et un accès facile au matériel. Les grandes boucles en silicone sur les fermetures éclair facilitent l'ouverture et la fermeture, même avec des gants.

Le G3 Medslinger est fabriqué à partir d'un **élastomère haute performance**, offrant une combinaison exceptionnelle de résistance, de durabilité et de flexibilité. Ce matériau innovant résiste remarquablement bien aux déchirures, aux abrasions, aux produits chimiques et aux agents microbiens, tout en restant souple même par temps froid. Il offre également une excellente protection contre les intempéries et les températures extrêmes.

Bien qu'il soit conçu principalement comme un sac médical d'urgence, le G3 Medslinger peut également servir de sac personnel polyvalent. Sa polyvalence le rend idéal pour les médecins urgentistes, les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques et autres professionnels de santé qui préfèrent un sac à bandoulière à un sac à dos classique.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité de 23 litres, dimensions : 30,5 x 35,6 x 45,7 cm
- ◆ Poids léger de 860 grammes
- ◆ Design ergonomique à bandoulière pour un port confortable
- ◆ Système de rotation rapide pour un accès facile au contenu
- ◆ Deux compartiments principaux avec poches transparentes et en maille
- ◆ Matériau haute performance résistant à l'abrasion, à l'eau et aux agents microbiens
- ◆ Boucle à dégagement rapide sur la bandoulière pour un ajustement personnalisé
- ◆ Anneaux en silicone sur les fermetures éclair pour une manipulation aisée
- ◆ Couleur rouge vif pour une visibilité accrue en situation d'urgence

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ◆ Plages de mesure : / | ◆ Humidité : / | ◆ Alimentation : / |
| ◆ Dimensions : 30,5x35,6x45,7 | ◆ Pression : / | ◆ Certifications : / |
| ◆ Poids : 860 grammes | ◆ Protection eau et poussière : / | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Température : / | | |

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. (+33)4 93 72 53 54 / F. (+33)4 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Roguez Village
06670 Castagniers France