

MALLETTES

Réf. STA006

SAC URGENTISTE STATPACKS G3 TIDAL ROUGE + MODULE OXYGÈNE





Sac urgentiste StatPacks G3 Tidal rouge + module oxygène

Le sac urgentiste **StatPacks G3 Tidal Volume rouge** est un équipement médical spécialisé pour le transport d'oxygène et de matériel d'oxygénothérapie. Il présente une capacité de 30 litres et des dimensions de 61 x 21,6 x 25,4 cm. Son poids de 2,12 kg le rend adapté aux interventions nécessitant une mobilité importante.

La structure du sac comprend un compartiment principal et un compartiment auxiliaire frontal. Le compartiment principal est équipé de fermetures éclair sur toute sa longueur, permettant **une ouverture complète** pour un accès intégral au contenu. Il est conçu pour accueillir une bouteille d'oxygène de taille D ou Jumbo D, sécurisée par le module d'oxygène G3 inclus avec le sac.

Un panneau extérieur accessible est intégré au design, offrant la possibilité de **vérifier le niveau d'oxygène** du régulateur et d'ajuster le débit sans ouvrir entièrement le sac. À l'intérieur, un cordon pour clé à oxygène est fixé de manière permanente.

Le compartiment principal est doublé de mousse pour protéger l'équipement contre les chocs et les vibrations. Les matériaux utilisés pour la fabrication du sac offrent une résistance à l'abrasion et à l'eau, assurant une durabilité dans diverses conditions d'utilisation.

Les compartiments transparents «Mono-Mesh» sont une caractéristique distinctive, facilitant l'identification du contenu et simplifiant l'entretien du sac. La base du sac est renforcée avec la technologie «Stand-Strong», lui permettant de rester stable en position verticale sur différentes surfaces.

Pour **une polyvalence accrue**, le sac est équipé d'attaches Velcro et de boucles, permettant sa fixation sur un brancard. Des bandes réfléchissantes sont intégrées à la structure externe du sac, améliorant sa visibilité dans des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité : 30 litres, dimensions : 61x 21,6 x 25,4 cm
- ◆ Poids : 2,12 kg
- ◆ Module d'oxygène G3 inclus, compatible avec les bouteilles D ou Jumbo D
- ◆ Panneau extérieur pour l'accès au régulateur d'oxygène
- ◆ Compartiment principal doublé de mousse pour la protection de l'équipement
- ◆ Matériaux résistants à l'abrasion et à l'eau
- ◆ Compartiments transparents «Mono-Mesh» pour la visibilité du contenu
- ◆ Base renforcée «Stand-Strong» pour la stabilité verticale
- ◆ Système d'attaches Velcro et boucles pour fixation sur brancard

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ◆ Plages de mesure : / | ◆ Humidité : / | ◆ Alimentation : / |
| ◆ Dimensions : 61x21,6x25,4 | ◆ Pression : / | ◆ Certifications : / |
| ◆ Poids : 2,12 kg | ◆ Protection eau et poussière : / | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Température : / | | |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. (+33)4 93 72 53 54 / F. (+33)4 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Roguez Village
06670 Castagniers France