

ILLUMINATEUR DE VEINES

Réf. VEI002

ILLUMINATEUR DE VEINES ONE MEDICAL VEIN ONE



Garantie
1 an
1
Garantie
1 an

ILLUMINATEUR DE VEINES

Réf. VEI002

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

Illuminateur de veines Vein One

Le **Vein One** est un instrument portable qui facilite la localisation des veines superficielles. Il soutient les praticiens médicaux dans les pratiques médicales spécifiques, **telles que les prises de sang sur les veines difficiles**. L'appareil réduit le stress, la douleur et les demandes d'escalade pour les patients et les praticiens médicaux.

L'appareil utilise la lumière infrarouge, projette l'image sur la surface de la peau au-dessus des veines, et affiche avec précision la ligne centrale de la veine et les informations telles que le mode actuel et l'état de la batterie. La visualisation du détecteur de veines est modulable grâce à cinq éléments : la luminosité, la taille, la couleur, l'inversion et le mode. Il y a **deux modes distincts** : un mode **universel** pour une image standard pour tous les patients, et un mode **détails fins** pour la localisation des veines plus petites et plus profondes. L'appareil peut être utilisé en le tenant à la main ou en étant positionné sur le pied (en option).

L'appareil signale l'état de charge par la couleur de la lumière de l'indicateur et, lorsque la batterie est inférieure à 3%, émet, des bips continus. Compact et léger (460 g), le Vein One est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion, 3.6V, 4300 mAh.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Deux modes : universel et détails fins
- ◆ Facilite le repérage des veines superficielles et difficiles
- ◆ Ne nécessite pas d'entretien de routine ou préventif
- ◆ Image projetée affichant le mode actuel, l'état de la batterie et l'élément de fonction
- ◆ Cinq éléments modulables : la luminosité, la taille, la couleur, l'inversion et le mode
- ◆ Autonomie de 4 heures
- ◆ Recharge complète de la batterie en 3 heures
- ◆ La luminosité des veines et des tissus environnants peut être inversée
- ◆ Utilisation à la main ou sur pied (en option)
- ◆ Réduction du temps de prise de sang pour les cliniciens et les patients
- ◆ Utilisation modifiable pour les adultes, les enfants et les différents teints de peau
- ◆ Livré avec une batterie intégrée

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : N/A
- ◆ Dimensions (cm) : 24 x 6 x 6 cm
- ◆ Poids : 460 g
- ◆ Température (fonct.) : 10° ~ 30°C
- ◆ Humidité (fonct.) : 10-90%
- ◆ Pression : 70 ~ 106 kPa
- ◆ Protection eau et poussière : /
- ◆ Alimentation : Batterie lithium-ion, 3.6V, 4300 mAh
- ◆ Certifications : 2017/745
- ◆ Organisme notifié : N/A

ACCESSOIRE

VEI003 Pied à roulettes

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Illuminateur de veines Vein One

Destination : Affichage du système veineux

Fabricant : BLZ Technology

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Date de mise à jour de cette fiche : 15/05/2025

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activité Roguez Village – Bat E
06670 Castagniers – France

www.fracito.net