

OTOSCOPES

Réf. WEL470

WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW 2 MANCHE USB ET ÉTUI SOUPLE



Hillrom
WelchAllyn

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



OTOSCOPE MACROVIEW 2 MANCHE USB ET ÉTUI SOUPLE

L'**otoscope MacroView de Welch Allyn** est un instrument médical conçu pour améliorer l'examen du conduit auditif et de la membrane tympanique. Il se distingue par son **champ de vision élargi**, offrant une vue deux fois plus large qu'un otoscope standard, ainsi qu'un grossissement supérieur de 30%. Ces caractéristiques permettent aux praticiens d'observer plus en détail les structures de l'oreille lors de l'examen.

L'appareil est équipé d'un oculaire ajustable, qui s'adapte à différentes longueurs de conduits auditifs et peut être réglé en fonction de la vue de l'utilisateur, y compris pour les praticiens hypermétropes. L'éclairage est assuré par une **technologie LED à fibres optiques**, produisant une lumière blanche et homogène qui aide à visualiser les tissus avec leurs couleurs naturelles.

Le MacroView intègre plusieurs fonctionnalités pratiques, comme un système de verrouillage pour les spéculums, garantissant leur fixation sécurisée, et une ouverture d'insufflation permettant de réaliser des examens pneumatiques si nécessaire. Il dispose également d'un éclairage laryngien intégré pour des examens complémentaires.

Cet otoscope est **conçu pour une utilisation quotidienne en cabinet médical ou en milieu hospitalier**. Il est compatible avec des spéculums à usage unique ou réutilisables, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation. Welch Allyn propose une garantie de 5 ans sur la tête de l'otoscope, témoignant de la confiance du fabricant dans la durabilité de son produit. Cette nouvelle version dispose maintenant d'un étui souple et d'un nouveau manche rechargeable en USB-C.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Champ de vision deux fois plus large qu'un otoscope standard
- ◆ Grossissement 30% supérieur pour une meilleure visualisation
- ◆ Oculaire ajustable pour différentes longueurs de conduits auditifs
- ◆ Éclairage LED par fibres optiques pour une lumière intense et homogène
- ◆ Système de verrouillage sécurisé des spéculums
- ◆ Compatible avec des spéculums à usage unique ou réutilisables
- ◆ Nouveau manche rechargeable en USB-C
- ◆ Nouvel étui de transport souple

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : / | ◆ Humidité : 15% - 90% | ◆ Certifications : 2011/65/EU |
| ◆ Dimensions (cm) : 14 x 7 x 5,5 | ◆ Pression : 69,7kPa~106kPa | ◆ Organisme notifié : 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 255 g | ◆ Alimentation : Batterie lithium | |
| ◆ Température : 10 °C à + 35 °C | ◆ Protection : / | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Otoscope Welch Allyn MacroView 2

Destination : Examen du conduit auditif et du tympan

Fabricant : Welch Allyn Hillrom

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Date de mise à jour de cette fiche : 13/03/2026

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. +33 4 93 72 53 54

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France