

## MALLETTES

Réf. STA005

## SAC URGENTISTE STATPACKS G3 BACKUP ROUGE



STATPACKS

Garantie 10 ans  
10 ans  
Garantie 10 ans



Réf. STA005

## Sac urgentiste StatPacks G3 Backup rouge

Le **sac urgentiste StatPacks G3 Backup rouge** est conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé intervenant dans des situations d'urgence complexes. Ce sac permet aux intervenants de rester sur place pour prodiguer des soins avancés tout en gardant leur matériel à portée de main. Grâce à son système de harnais avancé, incluant des bretelles et une ceinture ventrale ergonomiques et rembourrées, le G3 Backup assure un port confortable et sécurisé, même dans des environnements difficiles d'accès. Cette conception libère les mains de l'utilisateur, facilitant ainsi les déplacements dans des escaliers escarpés ou des lieux d'accident difficiles à atteindre.

Avec une **capacité généreuse de 55 litres** et des dimensions de 63,5 x 43,2 x 20,3 cm, le G3 Backup offre un espace de rangement important tout en restant relativement compact. Son poids léger de 3,08 kg permet un transport confortable lors d'activités physiques intenses. Le sac est organisé en plusieurs compartiments : un compartiment principal avec cloisons personnalisables, deux poches latérales à fermeture éclair sur toute la longueur, et une poche supérieure rabattable sur le compartiment principal. Chaque compartiment est équipé de poches en maille transparente pour une meilleure visibilité et un accès rapide au matériel, tandis que les fermetures éclair sont dotées d'anneaux en silicone de grande taille pour une manipulation aisée, même dans l'urgence.

Le G3 Backup bénéficie des dernières innovations technologiques de StatPacks, notamment un **tissu haute performance** offrant une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau, ainsi qu'un fini brillant pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit. Les compartiments transparents «Mono-Mesh» facilitent le nettoyage et l'identification rapide du matériel, tandis que la base renforcée «Stand-Strong» permet au sac de rester stable sur toute surface, même dans les situations les plus stressantes.

Fabriqué en élastomère haute performance, ce sac se distingue par sa résistance exceptionnelle aux déchirures, abrasions, produits chimiques et agents microbiens. Il reste souple même par temps froid, garantissant ainsi sa durabilité dans les conditions les plus exigeantes. En somme, le StatPacks G3 Backup rouge est un **choix idéal pour les professionnels des urgences médicales** recherchant un sac polyvalent, durable et parfaitement adapté aux interventions les plus exigeantes.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité : 55 litres, dimensions : 63,5 x 43,2 x 20,3 cm
- ◆ Poids : 3,08 kg
- ◆ Système de harnais avancé avec bretelles et ceinture ventrale ergonomiques
- ◆ Compartiments multiples avec poches en maille transparente
- ◆ Matériau haute performance résistant à l'abrasion, à l'eau et aux agents microbiens
- ◆ Base renforcée «Stand-Strong» pour une stabilité accrue
- ◆ Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité nocturne
- ◆ Compatible avec une large gamme d'équipements médicaux
- ◆ Peut accueillir une bouteille d'oxygène de taille D ou Jumbo D

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                               |                                   |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ◆ Plages de mesure : /        | ◆ Humidité : /                    | ◆ Alimentation : /      |
| ◆ Dimensions : 63,5x43,2x20,3 | ◆ Pression : /                    | ◆ Certifications : /    |
| ◆ Poids : 3,08 kg             | ◆ Protection eau et poussière : / | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Température : /             |                                   |                         |

### DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. (+33)4 93 72 53 54 / F. (+33)4 93 21 03 83  
infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez  
Roguez Village  
06670 Castagniers France