



## Choisissez le stéthoscope qui vous permet d'être ultraperformant.

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont dotés d'une lyre ajustable avec embouts auriculaires souples. Presque tous les stéthoscopes 3M™ Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous permet d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences, par simple ajustement de la pression sur le pavillon. Bénéficiez d'excellentes performances acoustiques, d'une haute qualité et du confort dont vous avez besoin avec un stéthoscope 3M™ Littmann®.



**REALME**  
matériel médical  
Tel 03 22 72 55 24  
Fax 03 22 72 17 35  
contact@realme.fr  
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

	Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscopes Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope de surveillance Classic III™	Stéthoscope de diagnostic Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope électronique Modèle 3200
	Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.	Outils d'examen clinique, sûrs et performants, conçus pour l'auscultation et la surveillance au quotidien de vos patients.			Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible. Idéal pour les soins intensifs et les environnements difficiles.		Hautes performances en matière d'auscultation. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification x24, la réduction des bruits ambiants et la connectivité en option.
<b>Longueur approximative</b>	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
<b>Poids approximatif</b>	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
<b>Garantie</b>	2 ans	3 ans	3 ans	5 ans	7 ans	7 ans	2 ans
<b>Membrane</b>	Double fréquence	Traditionnelle (Flottante)	Double fréquence	Double fréquence (en une seule pièce)	Double fréquence (en une seule pièce)	Double fréquence	Électronique
<b>Diamètre approximatif du pavillon</b>	Double pavillon 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Double pavillon Pédiatrique 3,4 cm 2,7 cm Nouveau-né 2,8 cm 1,7 cm	Simple pavillon 4,3 cm	Double pavillon Côté adulte 4,3 cm Côté pédiatrique 3,4 cm	Double pavillon Côté adulte 4,3 cm Côté pédiatrique 3,4 cm	Simple pavillon 4,8 cm	Simple pavillon 5,1 cm
<b>Caractéristiques</b>	Pavillon de forme ovoïdale Peut se placer sous les brassards de prise de tension	Spécialement conçu pour les plus petits patients	Conçu pour offrir une meilleure prise en main et une grande maniabilité	Pavillon convertible en cloche	Pavillon convertible en cloche Double tubulure	Double tubulure Meilleure réponse acoustique de la gamme de stéthoscopes Littmann	Élimine 85 % (en moyenne) du bruit ambiant Technologie sans fil Bluetooth® Enregistrement et réécoute

Des ressources de formation à portée de main.



Application 3M™ Littmann® Learning Institute  
Gratuit à l'achat d'un stéthoscope 3M™ Littmann® !

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur [Littmann.fr](http://Littmann.fr)

3M, Littmann, le L du logo Littmann, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II et Master Cardiology sont des marques déposées de 3M. Bluetooth est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG.



# Stéthoscopes 3M™ Littmann® : informations de commande et guide des couleurs de tubulures

Composants  
(Pavillon/Lyre/Base)

Stéthoscope Lightweight II SE	Stéthoscope Classic II Nouveau-né	Stéthoscope Classic II Pédiatrique	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope de surveillance Classic III™	Stéthoscope de diagnostic Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Électronique Modèle 3200
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------------

## Couleur de la tubulure

Toutes les finitions standard	2450 Noir	2114 Noir	2113 Noir	2144L Noir	5620 Noir	5627 Bordeaux	6152 Noir	6156 Prune	2160 Noir	3200BK27 Noir
	2451 Bordeaux	2114R Rouge	2113R Rouge	2146 Bordeaux	5621 Gris	5633 Rose nacré	6154 Marine	6158 Framboise	2163 Bordeaux	3200BU Bordeaux
	2452 Bleu Caraïbes	2124 Bleu Caraïbes	2119 Bleu Caraïbes	2147 Marine	5622 Marine	5831 Prune	6155 Vert chasseur		2164 Marine	3200NB Marine
	2454 Bleu ciel		2122 Framboise		5623 Bleu Caraïbes	5832 Lavande			2167 Prune	
	2456 Rose nacré				5630 Bleu ciel	5835 Turquoise			2178 Bleu Caraïbes	
Tout noir (Black Edition)			2141 Noir	5803 Noir	5868 Bordeaux	6163 Noir	6168 Marine	2161 Noir		
Tout laiton								2175 Noir		
Tout cuivre					5809 Chocolat					
Tout Smoke					5811 Noir	5871 Framboise	6162 Noir		2176 Noir	
					5812 Vert olive		6166 Prune	6171 Turquoise	2182 Vert olive	
Rainbow/Laiton/Laiton	2157 Framboise	2153 Bleu Caraïbes			5806 Framboise	5807 Bleu Caraïbes				
Laiton/Smoke/Smoke							6164 Noir			
Rainbow/Noir/Noir					5870 Noir		6165 Noir			
Miroir/Smoke/Smoke					5862 Framboise	5863 Marine				
					5959 Bleu ciel					
Miroir/Standard/Miroir							6177 Noir	6170 Bordeaux		
Champagne/Smoke/Smoke					5861 Noir	5864 Bordeaux	6179 Noir			
Champagne/Noir/Champagne							6176 Bordeaux	6190 Bleu Caraïbes		
Rainbow Brillant/Noir/Noir							6242 Marine			
Rainbow Brillant/Smoke/Smoke							6240 Noir	6241 Framboise		

## SÉRIE BASE COLORÉE : (le carré représente la couleur de la base)

Black Edition/Noir/Couleur							6200 Noir	6203 Noir		
Smoke Brillant/Noir/Couleur							6201 Noir			
							6202 Marine	6204 Noir		
Smoke Brillant/Smoke/Couleur							6232 Noir	6234 Bleu Caraïbes		
							6238 Gris			
Rainbow/Noir/Couleur							6205 Prune			
Champagne/Noir/Couleur							6206 Vert anglais			
Smoke/Smoke/Couleur					5872 Turquoise	5875 Citron vert				
					5873 Gris					
Miroir/Smoke/Couleur					5960 Prune	5962 Rose nacré				
					5874 Bleu Caraïbes					

Composants :  
Pavillon/Lyre/Base

Finition standard



Black Edition



Laiton



Cuivre



Smoke



Rainbow



Miroir



Champagne



Smoke Brillant



Rainbow Brillant



Couleurs approximatives.

Également disponible : stéthoscope vétérinaire (1392)

3M France  
Division Solutions Médicales  
1, Parvis de l'Innovation | CS 20203 | 95006 Cergy-Pontoise Cedex

Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques). Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation – Distribués par 3M France – 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Tous droits réservés. MSD-00359 - Février 2020.

