


## VITALIMATE MINI - MONITEUR PATIENT PNI + SP02 - SPENGLER



Ref. MON002



CE  
0123



20/11/2025 21:24:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## VITALIMATE MINI - MONITEUR PATIENT PNI + SP02 - SPENGLER



Ref. MON002

**Vitalimate MINI SpO2 + PNI : Un moniteur multiparamétrique compacte adapté à tous les environnements de soins.**

### Description

Le Vitalimate Mini mesure SpO2, fréquence cardiaque et PNI. Il s'utilise chez l'adulte, le patient pédiatrique et le patient néonatal.

- Ecran LCD haute définition de 3,5" (420x320 pixels). Affiche chiffres et forme d'onde pléthysmographique.
- Un socle double fonction. Il permet une recharge du moniteur pour 12 heures d'utilisation continue ou 24 heures si laissé sur le socle. C'est aussi une base de rangement, gardant le moniteur prêt à l'emploi.
- Alarmes sonores et visuelles paramétrables.
- Format compacte, facile à transporter: 320g, dimensions 175 x 85 x 32 mm

Contenu de la boîte: un moniteur, le socle, un capteur SpO2 rigide adulte, un brassard PNI adulte, un chargeur USB et un manuel.

D'autres brassards PNI sont disponibles à l'achat séparément:

- Brassard PNI réutilisable adulte (27-35cm) : ref MONI011
- Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43cm) : ref MONI011A
- Brassard PNI réutilisable petit adulte large (20.5-28cm) : ref MONI011G
- Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54cm) : ref MONI011B
- Brassard PNI réutilisable enfant (18-26cm) : ref MONI011C
- Brassard PNI réutilisable néonatal (10-19cm) : ref MONI011D
- Lot de 3 brassards néonatales jetables (3 tailles): ref MONI011E

D'autres capteurs SpO2 réutilisables sont disponibles à l'achat séparément:

## VITALIMATE MINI - MONITEUR PATIENT PNI + SP02 - SPENGLER



### Ref. MON002

- Capteur clip adulte : référence MONI010
- Capteur clip pédiatrique : référence MONI010B
- Capteur clip néonatal : référence MONI010D
- Capteur clip oreille : référence MONI010E
- Capteur silicone adulte : référence MONI010A
- Capteur silicone pédiatrique : référence MONI010C

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002032	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	1.43
Unité nue / Poids (kg)	0.66		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES